



Posteriores



PRIMALUX

Os Dentes Acrílicos de Dupla Camada são indicados para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes provisórias.

Características

- Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- Excelente aderência às resinas de base de prótese;
- Alta estabilidade de cores;
- Pigmentos Biocompatíveis;
- Fluorescência;
- Ótima oclusão e moldagem anatômica, permitindo um resultado com aspecto natural.

Composição

- Polimetilmetacrilato, Dimetilmetacrilato, Fluorescente e Pigmentos Biocompatíveis.
- Registro ANVISA - nº 81954680003

PRIMAVITA Indústria e Comércio, Importação e Exportação de Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 26.054.835/0001-18 | I.E.: 415.103899.118
Rua Custódio Pereira, 936, Cidade Jardim, Leme-SP,
CEP: 13614-270
AFE MS-ANVISA: 8.19.546-8 (2W71M2Y56335)
Processo MS-ANVISA: 24351.017559/2020-71
Licença SIVISA/SP: 352670401-325-000018-1-3
Registro da Indústria no CRQ/SP IV: 29129-F
Registro CETESB/SP: 65003813
Registro Marca INPI: 916003680
Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira
CRQ/SP IV: 04366291
+55 (19) 3573-0955
vendas@primavita.ind.br
www.primavita.ind.br



Fotos - Studio M / Adobe Stock



Carta Molde



Anteriores Superiores

F4

L1 • 46,7
L2 • 8,6
H1 • 10,5
1 • 50,0



G3

L1 • 43,9
L2 • 8,1
H1 • 9,9
1 • 49,0



O31

L1 • 42,2
L2 • 7,9
H1 • 9,6
1 • 44,0



O32

L1 • 44,4
L2 • 8,1
H1 • 9,9
1 • 48,0



O36

L1 • 45,8
L2 • 8,5
H1 • 10,4
1 • 51,0



L2

L1 • 45,7
L2 • 8,5
H1 • 10,0
1 • 50,0



L4

L1 • 52,0
L2 • 9,8
H1 • 13,2
1 • 60,0



R11

L1 • 42,1
L2 • 8,1
H1 • 8,5
1 • 47,0



R12

L1 • 44,3
L2 • 8,5
H1 • 8,8
1 • 48,0



R13

L1 • 43,7
L2 • 8,4
H1 • 9,8
1 • 49,0



R14

L1 • 46,5
L2 • 9,0
H1 • 11,0
1 • 50,0








Tabela de Articulação			
Ant. Sup.	Ant. Inf.	Post.	2C
E2	L5(K5)*	M2	
E3	K6	M4	A25
E4	L10(K9)*	M4 - M5	
F4	L10(K9)*	M5	3P
G3	K6	M4	2P
H3	L3(K3)*	M3	2D/2N/263
H4	L5(K5)*	M4	3N
L2	K12	M4	
L4	K12	M5	
O31(12)*	L5(K5)*	M3	
O32	L3(K3)*	M5	
O36	L7	M5	A26
R11	L1	M3	2N/133
R12	L5(K5)*	M3	264
R13	L5(K5)*	M3	3D
R14	L5(K5)*	M5	A26
R17	L10(K9)	M6 - M5	38
(E5)**	L3(K3)*	M5	
R66(L1)*	L5(K5)*	M3	3M/A23
T21	L3(K3)*	M3	3N
T22(l 1)*	L3(k3)*	M4	3P
T25	L10(K9)*	M3 - M5	3P
T44	L3(K3)*	M2 - M3	263/2N/2D


Formato do dente de acordo com o biótipo



Oval



Quadrado



Triangular

*Modelos Substituíveis
**Modelos Ilustrativo

Escala de Cores

60 62 65 66 67 69 BL2

Cores Correspondentes

1A	2A-1C	2B	1D	4B	BL
60	62	66	67	69	

R17

L1 • 52,0
L2 • 9,8
H1 • 13,2
1 • 60,0



R66

L1 • 46,1
L2 • 8,7
H1 • 10,2
1 • 50,0



E2

L1 • 43,6
L2 • 8,0
H1 • 9,7
1 • 49,0



E3

L1 • 44,2
L2 • 8,2
H1 • 10,2
1 • 50,0



E4

L1 • 46,8
L2 • 8,8
H1 • 10,2
1 • 51,0



H3

L1 • 42,6
L2 • 7,7
H1 • 8,7
1 • 45,0



H4

L1 • 43,6
L2 • 8,0
H1 • 9,7
1 • 49,0



T21

L1 • 39,5
L2 • 7,3
H1 • 9,4
1 • 45,0



T22

L1 • 43,3
L2 • 8,0
H1 • 9,5
1 • 48,0



T25

L1 • 46,9
L2 • 8,5
H1 • 11,5
1 • 51,0



T44

L1 • 41,7
L2 • 7,7
H1 • 9,6
1 • 46,0



T4B

L1 • 43,4
L2 • 8,3
H1 • 10,7
1 • 50,0



Anteriores Inferiores

L1

L3 • 31,0
L4 • 4,5
H2 • 7,9
1 • 34,0



L3

L3 • 32,5
L4 • 4,7
H2 • 8,5
1 • 35,0



L5

L3 • 34,3
L4 • 5,1
H2 • 8,6
1 • 40,0



L7

L3 • 35,9
L4 • 5,4
H2 • 9,3
1 • 45,0



L10

L3 • 37,5
L4 • 5,7
H2 • 9,0
1 • 40,0



K6

L3 • 34,3
L4 • 5,2
H2 • 9,1
1 • 40,0



K10

L3 • 37,4
L4 • 5,6
H2 • 11,6
1 • 40,0



K12

L3 • 39,7
L4 • 6,1
H2 • 9,4
1 • 40,0



